

マットレス賃貸借業務 仕様書

1 規格品質

(1) 一般用マットレス

- ア 寸法は厚さ8～11cm、長さ191～192cm、幅83～84cmの範囲内であること。
- イ ギャッジベッドに対応できること。
- ウ 芯材は適度な硬さと弾力性を有していること。
- エ 芯材は通気性と保温性を確保していること。
- オ 芯材は三層構造等により分解・洗濯・消毒ができること。
- カ マットレスカバーは透湿性があること。
- キ マットレスカバーは嘔吐、吐血、失禁等の汚れがマットレス内部に浸透しない防水加工がなされていること。
- ク マットレスカバーは抗菌・防臭・防炎加工であること又は同等の加工が施されていること。
- ケ マットレスカバーは清拭できること。

(2) 体圧分散用マットレス

- ア 寸法は厚さ12～13cm、長さ191～192cm、幅83～84cmの範囲内であること。
- イ ギャッジベッドに対応できること。
- ウ 芯材は通気性が確保され、褥瘡発生要因となる湿潤環境を防ぐ加工が施されていること。
- エ 芯材は安定した端座位を保持できる高密度・高反発ウレタンを使用していること。
- オ マットレスカバーは透湿性があること。
- カ マットレスカバーは嘔吐、吐血、失禁等の汚れがマットレス内部に浸透しない防水加工がなされていること。
- キ マットレスカバーは抗菌・防臭・防炎加工であること又は同等の加工が施されていること。
- ク マットレスカバーは清拭できること。

(3) エアマットレス

次の2種類とする。

- ① スモールチェンジ ラグーナ（株式会社ケーブ）
- ② マイクロクライメイト ネクサス アイビー（株式会社ケーブ）

2 業務内容

(1) 既存マットレスの交換及び賃貸用マットレスの定期交換

- ア 一般用マットレス及び体圧分散用一般用マットレスについて、毎年度、病院が指示する場所の既存マットレスを賃貸用マットレスに交換すること。交換に際し、病院が指定する条件に合致する既存マットレスは病院の指定する場所に保管し、それ以外のマットレスは処分すること。
- イ アにより交換した賃貸用マットレスは、毎年度、消毒済みの清潔マットレスに交換すること。
- ウ アによる既存マットレスの交換及びイによる賃貸用マットレスの定期交換の作業（以下、「交換作業」という。）は同時期に行うこととし、作業を行うにあたっては、事前に病院に作業工程表を提出し、承認を得ること。

エ 交換終了後、直ちに病院へ報告し検収を受けること。

(2) エアマットレスの配備

ア 病院の指示する台数を、病院の指定する場所に常時使用可能な状態で配備しておくこと。

イ 機能の低下した貸借用エアマットレスは、機能の低下していない同品に随時交換すること。

(3) 臨時交換

ア 感染症（MRSA・VRE・MDAP・疥癬・ノロウイルス等）や血液汚染・便・尿汚染等の不潔マットレスが発生した場合は、病院の指示により、迅速に消毒済みであり、品質の劣化していない清潔マットレスと交換すること。

イ 臨時交換終了後、直ちに病院へ報告し検収を受けること。

(4) 消毒方法

E・O・G（エチレンオキサイドガス滅菌）等による消毒を施すこと。

3 予定数量

（単位：枚）

品名	予定利用枚数 （1日利用枚数×日数）	1日最大設置予定枚数
一般用マットレス	58,063	55
体圧分散用マットレス	236,632	222
エアマットレス ラグーナ	1,826	1
エアマットレス ネクサス アイビー	3,652	2
マットレス臨時洗濯消毒	500	—
エアマットレス臨時洗濯消毒	20	—

※ 一般用マットレス及び体圧分散用マットレスの1日最大設置予定枚数は、既存マットレスの交換完了後の予定枚数を示すものである。契約期間中に交換が完了しない場合や病床数が減少した場合には、この枚数を下回る。

※ 一般用マットレス及び体圧分散用マットレスは、既存マットレスの交換が生じない年度もありうる。

4 その他

その他、本仕様書に定めのない事項については、協議の上決定する。